

耳甲迷走神经刺激器 (tVNS501) 操作教程



一、开机前准备工作

- 1.1用湿纸巾或清水湿润耳塞的电极触点；
- 1.2用湿纸巾或酒精片将耳甲处擦拭干净；
- 1.3将带有电极触点的耳塞塞入左耳，触点需紧密贴近耳甲腔内侧，确保接触良好。



二、开启刺激

2.1 开机	 <p>①长按O/OK键，即可开机；</p>	 <p>②第一次开机，默认“自定义”刺激模式，屏幕右上角显示“Z”。初次使用时，直接使用该模式即可。</p>	
2.2 调整刺激幅度	 <p>①开机后，界面默认选中“开启输出”，按下O/OK键即可进入输出界面；</p>	 <p>②进入输出界面后，系统默认选中“幅度”下方的数值框，按下O/OK键确认，当数值框内显示黄色可通过\blacktriangle/\blacktriangledown键增加或减小幅度。幅度最大60，以自己舒适度为准，不要有疼痛感。</p>	 <p>③屏幕最下方的连接条幅越长，说明连通性越好。如连通性较差或未有刺激感觉，请检查触点与耳甲的接触性，按压紧致。如果耳甲表面太干，可以在电极触点上或耳甲处涂一点清水，或用湿纸巾擦拭增加湿润度。</p>
2.3 更改刺激时长	<p>①第一次开机，系统默认刺激时长为30min。 ②建议每次刺激时间30-60分钟，每天1-2次，睡前刺激更有助于睡眠。 ③如需更改刺激时间，可选择“刺激时长”下方的数值框（按O/OK键确认，按\blacktriangle/\blacktriangledown键向上或向下选择），当数值框内显示黄色，通过\blacktriangle/\blacktriangledown键增加或减少刺激时长。</p>		

三、更改自定义模式（Z）参数

开机后，默认的刺激模式为自定义模式；可修改频率、脉宽、开启时间、关闭时间、刺激时长。



①开机后，按▼键选择“高级应用”，按○/OK键确认进入下级界面；



②按▼键选择“参数设置”，按○/OK键确认；



③选中需要修改的参数，当对应的数值框显示黄色后按▲/▼键调整大小；



④参数修改后，选中“设置”，按○/OK键确认，即进入输出界面，调整幅度即可。



四、更改刺激模式

选择A模式/B模式



①开机后，按▼键选择“高级应用”，按○/OK键确认进入下级界面；



②界面默认选中“模式选择”，按○/OK键确认；



③按▼键选择“A模式”或“B模式”，按○/OK键确认，即进入相应模式的输出界面，调整幅度和刺激时长即可。



五、关机

5.1 长按主机界面 /OK键，即可关机。

5.2 轻柔收起电极，不要弯折成硬弯，以免损伤电极导线和电极触点。

六、关于充电

6.1 刺激器主机为可充电锂电池，当电量低时及时充电，请选用符合IEC60601的充电器。

6.2 长时间不使用本产品时也需定期充电，否则可能引起机器故障。

七、注意事项

7.1 开机前做好准备工作，参考“一、开机前准备工作”。

7.2 如果开启刺激后未感觉到刺激，请检查电极与耳甲接触性，增加电极触点和耳甲的湿润度。

更多产品相关问题，详见说明书或者咨询公司客服

客户服务中心：山东省泰安市东岳大街
电 话：0538-6300707